


La seule solution
SANS ÉCHANGE
 de l'accès à l'insertion d'un dispositif de
 traitement de l'oreillette gauche

Une seule solution nécessaire pour
ACCÉLÉRER
 votre traitement



Le fil RF 3-en-1 facilite l'accès au
 cœur gauche sans échange :



VersaCross
 Solution
 transeptale RF

Aiguille
 mécanique


VersaCross
 Solution transeptale RF

1. Choisissez votre fil RF **VersaCross**^{MD}



Longueur : 180 cm, 230 cm
 Diamètre : 0,035 po

2. Choisissez votre gaine **VersaCross**^{MD}
 pour compléter votre solution



Offerte avec courbes du dilateur D1 ou D0

Gaine transeptale
VersaCross^{MD} :

Longueur : 63 cm, 81 cm
 Courbes de la gaine :
 45°, 55°, 90°

Gaine orientable
VersaCross^{MD} :

Longueur : 72 cm
 Taille : Petit, Moyen,
 Grand

PRM-00602 FR J-1,2 V-2 © Tous droits réservés Baylis Médicale Cie, inc., 2019-2021. Baylis Médicale Cie, inc. se réserve le droit de modifier les spécifications ou d'intégrer des modifications de conception sans préavis et sans encourir aucune obligation relative aux équipements fabriqués ou fournis antérieurement. VersaCross, TRUform, OMNIVIZ, Baylis Médicale, le logo de VersaCross, et le logo de Baylis Médicale sont des marques de commerce ou des marques déposées de Baylis Médicale Cie, inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Brevets en instance et/ou accordés. ATTENTION: La loi fédérale (États-Unis) limite la vente de ces dispositifs à un médecin ou sur prescription médicale. Avant toute utilisation, consulter les étiquettes et feuillets des produits pour connaître les indications, les contre-indications, les risques, les avertissements, les mises en garde et les directives d'utilisation.

Les produits présentés ne sont peut-être pas approuvés dans toutes les juridictions.















Baylis Médicale Cie, inc.
 5959, route transcanadienne
 Montréal, QC Canada H4T 1A1
 Tel. : (514) 488-9801 / Téléc. : (514) 488-7209
 www.baylismedical.com / info@baylismedical.com

Baylis
 MEDICAL

Baylis
 MEDICAL

VersaCross
 Solution transeptale RF

DÉROULEMENT
AVANTAGES



Insérez le fil-guide et la gaine Retrait du fil-guide Insérez l'aiguille Positionnez sur la fosse Vérifiez l'emplacement Accès transeptal Retrait de l'aiguille Insérez le fil d'échange Retrait de la gaine Insérez le dispositif de traitement



Aiguille mécanique