



**PERMETTANT LES  
THÉRAPIES DU CŒUR  
GAUCHE**

Une gamme complète de solutions pour toute  
intervention transseptale


# MÉTHODE TRANSSEPTALE RF ÉPROUVÉE POUR TOUS LES BESOINS

## L'accès transeptal repensé

La seule solution sans échange, de l'accès à l'insertion d'un dispositif de traitement de l'oreillette gauche

## La norme en matière d'accès transeptal



Des solutions interchangeables qui s'intègrent facilement à votre flux de travail actuel



Choisissez le fil

Choisissez la gaine

PERSONNALISEZ VOTRE SOLUTION



DISPOSITIFS INTERCHANGEABLES

# LES SOLUTIONS TRANSSEPTALES DE BAYLIS OFFRENT CE QUI SUIT :

## Technologie **standard** :




### Technologie de ponction RF éprouvée

Technologie de ponction RF précise pour optimiser la localisation transseptale pour toute anatomie



### Transition en douceur

Facilite la progression à travers le septum grâce au profil lisse de la gaine au dilateur



### Pratiquez une intervention sans effort

Déployez le fil-guide spiralé pour vous ancrer instantanément dans l'oreillette gauche

## Technologie **OMNIviz**<sup>MC</sup> :



### Radio-opaque

Visualisez l'extrémité distale par fluoroscopie



### Échogène

Localisez votre extrémité active de manière fiable à l'échographie pour une ponction précise



### Modélisation

Suivez et marquez la position de l'embout RF sur votre système de cartographie

PRM-00605 FR J-1,2 V-1 © Tous droits réservés Baylis Médicale Cie, inc., 2017-2020. Baylis Médicale Cie, Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications ou d'intégrer des modifications de conception sans préavis et sans encourir aucune obligation relative aux équipements fabriqués ou fournis antérieurement. OMNIviz, ProTrack, NRG, ExpanSure, TorFlex, SureFlex, VersaCross, le logo de VersaCross, le logo de NRG, et le logo de Baylis Médicale sont des marques de commerce ou des marques déposées de Baylis Médicale Cie, inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Brevets en instance et/ou accordés. ATTENTION: La loi fédérale (États-Unis) limite la vente de ces dispositifs à un médecin ou sur prescription médicale. Avant toute utilisation, consulter les étiquettes et feuillets des produits pour connaître les indications, les contre-indications, les risques, les avertissements, les mises en garde et les directives d'utilisation.

Les produits présentés ne sont peut-être pas approuvés dans toutes les juridictions.

**Baylis**  
MEDICAL

Baylis Médicale Cie, inc.  
5959, route transcanadienne  
Montréal, QC Canada H4T 1A1

Tel. : (514) 488-9801 / Téléc. : (514) 488-7209  
www.baylismedical.com / info@baylismedical.com